

# CimoMed



## Parfum- und farbstofffreies Waschgel für die milde Reinigung sensibler Haut bei leichten Verschmutzungen

### PRODUKTBESCHREIBUNG

CIMOMED ist ein parfum-, seifen- und farbstofffreier Hautreiniger mit milder Reinigungskraft und guter Hautverträglichkeit. Er ist zudem alkalifrei und reinigt gründlich bei allen leichten Verschmutzungen.

### ANWENDUNGSGEBIETE

CIMOMED Waschgel wird überall dort angewendet, wo die beruflich beanspruchte Haut eine sanfte und möglichst allergenfreie Reinigung braucht. CIMOMED ist besonders hautverträglich und angenehm. Es eignet sich bestens für empfindliche und strapazierte Haut, ist sparsam in der Anwendung und enthält wertvolle, rückfettende Substanzen. CIMOMED ist besonders geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in der Lebensmittelverarbeitung.

### PRODUKTVORTEILE

- Hautmildes, angenehmes Handwaschgel
- Dermatologisch getestet
- Parfümfrei und damit geeignet für empfindliche Haut
- pH-hautneutral
- Seifen- und alkalifrei
- Hohe Verbraucherakzeptanz
- Geeignet für Allergiker und in der Lebensmittelindustrie
- Praktische 500 ml Flasche mit Klappverschluss, als Einzelflasche, in einem 500 ml Euro-Wandspender oder mit Handdosierpumpe einsetzbar
- Ökologische 1000 ml Spenderflasche für Wirtschaftlichkeit in der professionellen Hautreinigung
- Hygienische, einfache und keimfreie Dosierung über den neuen 1000 ml DR.SCHNELL Wandspender

### PRODUKTDATEN

- Aussehen: klare, viskose Flüssigkeit
- pH-Wert hautneutral 5,5

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Etwas CIMOMED (ca. 2 ml) auf den verschmutzten Hautpartien mit wenig Wasser verreiben. Mit Wasser weiter waschen, bis der Schmutz gelöst ist. Danach gründlich mit viel Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen. Nach dem Händewaschen das Eincremen nicht vergessen.

### INHALTSSTOFFE

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocoamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Potassium Lactate, Sodium Laureth Glutamate, Benzyl Alcohol (and) 2-Bromo-2-nitropropane-1, 3-diol (and) Iodopropynyl Butylcarbamate

### PRODUKTSICHERHEIT UND LAGERHINWEISE

CIMOMED unterliegt der Kosmetikverordnung und entspricht den Vorschriften des LFGB. CIMOMED ist in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate haltbar.



### LIEFERFORM UND PACKUNGSGRÖSSE

#### 500 ml Flasche

VE: 10x500 ml Art.-Nr.: 50190

#### 1.000 ml Spenderflasche\*

VE: 6x1.000 ml Art.-Nr.: 50191

#### 2.000 ml Spenderflasche\*\*

VE: 6x2.000 ml Art.-Nr.: 50189

#### 5 l Kanister

Art.-Nr.: 50205

\* Ausgabe nur über den 1.000 ml DR.SCHNELL Wandspender

\*\* Ausgabe nur über den 2.000 ml DR.SCHNELL Wandspender

### ZUBEHÖR

#### DR.SCHNELL Wandspender

für 1.000 ml CIMOMED-Flasche Art.-Nr.: 80044

#### DR.SCHNELL Wandspender

für 2.000 ml CIMOMED-Flasche Art.-Nr.: 80071

#### Dispenser (Handdosierpumpe)

für 500 ml CIMOMED-Flasche Art.-Nr.: 94787

Unsere Informationen und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und sind unverbindlich. Der Anwender/Arbeitnehmer ist nicht davon befreit, die Produkte auf ihre Anwendungsmöglichkeiten/ihren Einsatzzweck zu überprüfen. Wir übernehmen für unsere Hinweise keine Haftung. Stand 09/2011.

**DR.SCHNELL**  
PROFESSIONAL SKIN CARE

DR.SCHNELL · 80807 München · Taunusstraße 19

Tel. +49/(0)89/35 06 08 0 · Fax +49/(0)89/35 06 08 47 · [www.dr-schnell.de/skincare](http://www.dr-schnell.de/skincare) · [skincare@dr-schnell.de](mailto:skincare@dr-schnell.de)